



2011-01-20

Til rekvirenter som benytter analysen CA15-3 på Unilabs a.s.

Vi gør opmærksom på, at der pr. 14. januar 2011 er skiftet metode på analysen for bestemmelse af CA15-3 antigeniveauet.

I den forbindelse er reference intervallet ændret fra <30 kU/L til 9 – 51 kU/L. På analysesvarene vil der fremadrettet være påført tekst med ændring af referenceinterval.

Ved spørgsmål angående dette bedes I henvende jer til Unilabs på telefon 33 74 30 00.

Med venlig hilsen
Unilabs a.s.
Kundeservice