



2011-04-04

Til rekvirenter som benytter analysen CA19-9 på Unilabs a.s.

Vi gør opmærksom på, at der pr. 11. april 2011 er der blevet ændret i et reagens i analysen for bestemmelse af CA19-9 antigenniveauet. Det har medført, at der i det høje måleområde måles ca. 20 % lavere værdier sammenlignet med de tidligere resultater, som er blevet afgivet siden 2. december 2010. På analysesvarene vil der fremadrettet være påført tekst med ændring af reagens medfører lavere resultater i den høje område på ca. 20 %.

Referenceinterval: <37 kU/l er uændret.

Ved spørgsmål angående dette bedes I henvende jer til Unilabs a.s. på telefon 33 74 30 00.

Med venlig hilsen

Unilabs a.s.
Pernille Grue
Section Leader chemist.